

Danh mục sản phẩm

MANTIZ



Lồng liên thân đốt in 3D



Là một vật liệu cấy ghép có chức năng nâng đỡ được đặt vào khoang liên thân đốt trong phẫu thuật hợp nhất cột sống nhằm thúc đẩy quá trình liền xương và tăng trưởng xương.

Ưu điểm của
công nghệ in 3D

Tăng tỷ lệ hợp nhất xương

Các bộ phận đặc được chế tạo bằng công nghệ in 3D SLM
có độ xốp trung bình khoảng 3%


Thúc đẩy sự **bám dính** của protein và tế bào gốc trung mô




Ưu điểm của công nghệ in 3D

Giảm đáng kể nguy cơ lún cage

Cấu trúc xếp ba chiều giúp tăng hợp nhất xương và giảm nguy cơ lún cage




Elasticity of 3D Ring Frame Mesh



Designed to minimize subsidence by adopting the cross intersected ring frame.

Elastic Modulus(Gpa)




Tổ chức thử nghiệm: Viện Kiểm định Công
nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KTL)




Đặc điểm
nổi bật

Độ ổn định cao: có độ vững chắc ban đầu vượt trội và duy trì độ ổn định sinh học lâu dài.

Hoặc:
TEETH




TEETH & 4 SPIKES



Dữ liệu
lâm sàng

Giảm đáng kể các nhiễu ảnh kim loại khi chụp MRI





Kiểu khoang chứa
 vật liệu ghép xương



Kiểu lưới toàn phần



Kiểu khoang chứa
 vật liệu ghép xương



Kiểu lưới toàn phần

PLIF


Lồng liên thân đốt sống thắt lưng

L	24,26	28,32,36,40,45
H	7-15	7-15
A	0,4,8, 12,15,18	0,6,9
W	10	10,11,13,15,17


TLIF

Lồng hợp nhất liên thân đốt sống thắt lưng


3D PRINTED
PANTHERTM
Lumbar Interbody Fusion Cage System




Dạng khoang chứa vật
liệu ghép xương



Dạng lưới toàn phần



Dạng khoang chứa vật
liệu ghép xương



Dạng lưới toàn phần

OLIF

Lồng liên thân đốt sống thắt lưng

L	45,50,55	24,28
H	8-16(2mm)	9-17(2mm)
A	6,12	8,12,15,18
W	18,22	30,38

ALIF


Lồng liên thân đốt sống thắt lưng

Hệ thống lồng liên thân đốt sống cổ


Dòng sản phẩm (Loại lưới / Loại vi xốp)



Dạng mặt lồi



Dạng có độ uốn sinh lý



Dạng song song

Quy cách

	Dài	Rộng	Góc	Cao
Dạng mặt lồi	12	15	0	5-12
	12	17		
	14	17		
	14	19		

	Dài	Rộng	Góc	Cao
Dạng có độ uốn sinh lý	12	15	4, 8	5-12
	12	17		
	14	17		
	14	19		

	Dài	Rộng	Góc	Cao
Dạng song song	12	15	0	5-12
	12	17		
	14	17		
	14	19		

Hệ thống vít

Vít được sử dụng để cố định cuộn sóng và thân đốt sóng



QUATTRO

PATENTED



- **Công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế** : Áp dụng thiết kế vít cuống sóng Multiple Lead tiên tiến, dẫn đầu xu hướng quốc tế (hình dạng ren được phân bố khác biệt dựa trên đặc điểm của cấu trúc xương).
- **Nâng cấp công nghệ** : Phát triển thành công vít cuống sóng **Top-to-Tip Multiple Quad Lead** thế hệ mới và được cấp bằng sáng chế cho công nghệ cốt lõi.
- **Hiệu suất vượt trội** : Tốc độ đưa vít vào xương tăng gấp 2 lần, Lực cố định sau khi cấy ghép tăng đáng kể, đạt gấp 2 lần so với thiết kế thông thường.





Đặc điểm nổi bật

1. Tăng cường lực cố định
2. Giảm nguy cơ gãy cổ vít
3. Rút ngắn thời gian và tăng tốc độ cấy vít


- Vùng xương vỏ TTQ (đầu gần)

- Vùng xương xốp TTQ (đầu xa)




Đặc điểm nổi bật


Thiết kế ren bốn đường ren tối ưu cho vùng xương vổ




Một đường ren



Ren hai đường ren



Ba đường ren




Bốn đường ren

Dụng cụ



PATENTED

- Thông qua đường mổ nhỏ hơn và hạn chế tối đa tổn thương cơ, hệ thống giúp giảm đáng kể thời gian phẫu thuật, lượng máu mất trong mổ và đau sau mổ, từ đó rút ngắn thời gian nằm viện và thời gian hồi phục của bệnh nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả và sự thuận tiện cho đội ngũ phẫu thuật.
- So với các hệ thống vít xâm lấn tối thiểu khác, việc đưa thanh nối vào thường gặp tình trạng các dụng cụ cản trở lẫn nhau. Nhờ thiết kế đầu nối linh hoạt có khả năng chuyển động theo nhiều hướng, hệ thống GADGET cho phép đưa thanh nối vào dễ dàng mà không bị vướng giữa các dụng cụ, giúp thao tác phẫu thuật thuận tiện và hiệu quả hơn.



Hệ thống phẫu thuật hợp nhất cột sống xâm lấn tối thiểu. Được thiết kế để thực hiện phẫu thuật hợp nhất cột sống thông qua đường tiếp cận xâm lấn tối thiểu.

Đặc điểm nổi bật




Đưa thanh nối dễ dàng

Nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt góc của bộ phận nối dài, thanh nối có thể được đưa vào thuận lợi mà không bị cản trở bởi các dụng cụ khác.



Khả năng quan sát rõ ràng trong phẫu thuật

Nhờ thiết kế khớp gấp của đầu nối vít có thể mở ra, phẫu thuật viên dễ dàng quan sát và xác định vị trí của thanh nối trong quá trình đặt, giúp thao tác chính xác và thuận tiện hơn.



Không xảy ra sự cản trở giữa các dụng cụ

Ngay cả tại các vị trí cần góc uốn lớn như L5-S1, hệ thống vẫn giúp hạn chế hiệu quả sự cản trở giữa các dụng cụ nối dài vít.